

COLESTEROL HDL E LDL DIRETO PRONTO PARA USO



HDL Direto

Apresentações: 60mL, 120mL e 320mL



LDL Direto

Apresentações: 20mL e 40mL

doles
evolução constante

SAC: 0800 644 6433

www.doles.com.br

- Sistemas para determinação quantitativa de Colesterol HDL e LDL em amostras de soro ou plasma.
- Metodologia: enzimático colorimétrico direto.
- Estabilidade: Os reagentes 1 e 2 são estáveis por 2 anos à temperatura de 2 a 8°C.
- O calibrador após seu preparo é estável por 30 dias à temperatura de 2 a 8°C ou 60 dias se mantido a -20°C.